



SWIFTPET+ Es un revolucionario equipo diseñado para pipetear sin cables con pipetas de vidrio o plástico de 0.5 a 100 ml. Cómodo manejo por bajo peso y suavidad en la presión de sus botones, garantizan un uso sin esfuerzo incluso durante uso continuo. Cuenta con un ala de reposo. Fácil elección de los diferentes modos de funcionamiento dependiendo de la pipeta y viscosidad del líquido. Protección contra llenado excesivo con una válvula de seguridad, bloqueando la entrada de cualquier líquido en el aparato. El filtro y soporte autoclavables y pueden ser fácilmente cambiados. Pantalla que muestra las opciones de configuración e indica en nivel de carga de la batería.



Filtro hidrofóbico autoclavable

Boquilla autoclavable con válvula de seguridad.

Botones para aspiración y regulación de la velocidad

Mango Ergonómico

Base de carga

Pantalla LCD

Selector de modo

Ala reposo

Base de carga

Ordering information



MODELO	REFERENCIA
SWIFTPET + CON BASE DE CARGA	0351 HTSW

Distribuidor:

